



RSA CASA MATER ORPHANORUM

Vicolo Ospedale 1

20012 CUGGIONO MI

Telefono 02-974057

matercuggiono@hotmail.it

Allegato 2 carta servizi

ELENCO GUARDAROBA OSPITI

Al fine di ottimizzare il Guardaroba Signore Ospiti, la dotazione di base necessaria per ogni singola Signora al momento dell'ingresso è la seguente:

| | |
|--|---------|
| CAMICIA DA NOTTE O PIGIAMA ESTIVO | 5 CAPI |
| CAMICIA DA NOTTE O PIGIAMA INVERNALE | 5 CAPI |
| ABITO/PANTALONE/GONNA/TUTA ESTIVA | 5 CAPI |
| ABITO/ PANTALONE /GONNA/TUTA INVERNALE | 5 CAPI |
| MAGLIETTE INTIME ESTIVE | 6 CAPI |
| MAGLIETTE INTIME INVERNALI | 6 CAPI |
| MUTANDE | 10 PAIA |
| CALZE ESTIVE | 6 PAIA |
| CALZE INVERNALI | 6 PAIA |
| FAZZOLETTI DI COTONE | 12 CAPI |
| CAMICIE/POLO LEGGERE | 5 CAPI |
| GOLFINO/PULLOVER | 5 CAPI |
| CAPPOTTO/GIACCONA | 1 CAPO |
| GIACCA/GIUBBINO MEZZA STAGIONE | 1 CAPO |
| SCARPE ESTIVE | 1 PAIO |
| SCARPE INVERNALI (suola antisdrucciolo) | 1 PAIO |
| PANTOFOLE ESTIVE | 5 PAIA |
| PANTOFOLE INVERNALI | 5 PAIA |
| SPAZZOLINO DA DENTI/NECESSARIO PER PULIZIA | |
| PROTESI | |
| PETTINE/SPAZZOLA | |

FIBRE SCONSIGLIATE: **lana, pura lana** (es.: merinos, angora, cachemire, alpaca), **seta**

I tessuti degli indumenti dovranno necessariamente essere composti da cotone, poliestere, triacetato ed avere le seguenti caratteristiche.



temperatura macchina 40°C • azione meccanica normale • risciacquo normale • centrifugazione normale



temperatura macchina 60°C • azione meccanica normale • risciacquo normale centrifugazione normale



ammesso il candeggio al cloro solo a freddo ed in soluzione diluita



temperatura massima della piastra stirante: 200°C



asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa • programma di asciugatura normale

Si consiglia di controllare periodicamente la dotazione del corredo ed effettuare le eventuali integrazioni. Per qualsiasi richiesta in merito agli indumenti occorre fare riferimento alla reception o alla responsabile direzionale.